- 1 Introduction
- 2 Données
- 3 Contrôle qualité
- 4 Alignement
- 5 Comptage

TD Analyse RNA-seq sous Linux: Contrôle qualité, alignement et comptage

Ghislain Bidaut, Plateforme Cibi, CRCM, Aix-Marseille Université 24/03/2022





1 Introduction

Nous allons analyser des données générées par Yusenko MV *et al*: Expression profiling by high throughput sequencing of THP-1 cells treated with Monensin.

Ces données sont disponibles sur le serveur Gene Expression Omnibus (GEO) à l'adresse

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE130657 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE130657)

Pour des raisons de rapidité d'analyse et d'exécution des programmes de traitement, les FASTQ ont été sous-échantilonnés à $10^6\ reads$ avec **seqtk**.

Les données sont disponibles directement sur le cluster IFB (**IFB-Core**) dans le chemin suivant: /shared/projects/form-2022-09/data/RNA-seq/subsampling-fastq/

2 Données

2.1 Tableau récapitulatif des données

SRA GEO Treatment Sample

SRA	GEO	Treatment	Sample
SRR9005674	GSM3746500	THP0	1
SRR9005675	GSM3746501	THP0	2
SRR9005676	GSM3746502	THP0	3
SRR9005677	GSM3746503	M	1
SRR9005678	GSM3746504	M	2
SRR9005679	GSM3746505	М	3

- THP0: Pas de traitement
- M: Cellules traités avec Monensin.

2.2 TD: Préparation de l'environnement de travail sur le cluster IFB

- Se connecter au cluster IFB-Core.
- Créer une arborescence de travail dans votre répertoire personnel: formation_ngs/data_rna_seq_GSE130657/subsampling_analysis
- Copier les données fastq.gz, ainsi que le fichiers d'annotation gencode.v38.annotation.gtf.
- Copier les scripts d'exécution du pipeline dans ce répertoire.
- Activer Conda puis créer et activer l'environnement rnaseq
- Installer les utilitaires suivants dans cet environnement:
- fastqc
- multiqc

2.2.1 Solution:

3 Contrôle qualité

3.1 TD: Controle Qualité FastQC

- Faire le contrôle qualité des données avec fastqc en utilisant **SLURM** sur le compte form_2022_09 avec le script fastqc_all.sh.
- Grouper les résultats en un rapport unique avec multiqc
- Rapatrier le rapport multiqc en "local".
- Ouvrir ce rapport et commenter les résultats obtenus pour obtenir un bilan de la qualité des données.

3.1.1 Solution:

3.2 Présentation de Trimmomatic

Maintenant que nous avons examiné nos librairies, nous allons faire du "nettoyage de reads" de manière à supprimer les séquences adaptatrices et assurer une qualité minimale à nos séquences. Pour cela, nous allons opérer un *trimming* avec l'utilitaire **Trimmomatic**.

Nous allons utiliser le manuel (en ligne) pour la rédaction d'une ligne de commande pour Trimmomatic: http://www.usadellab.org/cms/uploads/supplementary/Trimmomatic/TrimmomaticManual_V0.32.pdf (http://www.usadellab.org/cms/uploads/supplementary/Trimmomatic/TrimmomaticManual_V0.32.pdf)

En particulier, il prend en entrée les arguments suivants:

in.fq.gz: Fichier FASTQ d'entréeout.fq.gz: Fichier FASTQ "trimmé"

3.3 TD: Trimming

- Installer l'utilitaire Trimmomatic dans conda
- Trouver le fichier d'adaptateurs Truseq3-SE.fa avec la commande find dans notre répertoire d'installation de Conda. Le copier dans le répertoire de travail.
- Editer le script trim_all.sh. Comprendre les différentes parties et repérer la ligne d'appel à **Trimomatic**. Y ajouter les bonnes options pour que Trimomatic fasse les actions suivantes:
- ILLUMINACLIP : Suppression des adaptateurs (nombre de mis-matches 2, seuil de qualité cas PE 30, seuil de qualité cas SE 10)
- LEADING : Suppression des débuts de reads de faible qualité (seuil de qualité 3)
- TRAILING : Suppression des fins de reads de faible qualité (seuil de qualité 3)
- slidingwindows : Suppressions des zones de faible qualité sur fenêtre glissante à partir de l'extrémité 5' (seuil de qualité **15**, taille de fenêtre **4**)

3.3.1 Solution:

Détail des options:

Après avoir exécuté Trimmomatic, on peut refaire tourner fastqc+multiqc pour vérifier **l'effet du trimming**.

4 Alignement

4.1 Indexation du génome de référence

Nous utilisons l'utilitaire STAR, spécialement conçu pour les alignements RNA-seq.

Dans le cadre de son intégration dans un pipeline bioinformatique, STAR fonctionne en 2 étapes:

- **Génération d'un index du génome de référence**. A cette étape, l'utilisateur doit apporter la séquence du génome de référence. STAR va pouvoir générer les indexes qui seront utilisés lors de la seconde partie, l'alignement proprement dit. Cet index a besoin d'être généré une seule fois et peut être réutilisé (uniquement avec STAR).
- L'alignement sur le génome. A cette étape, l'utilisateur doit apporter les indexes générés, les séquences à aligner et le programme va aligner les fragments et générer un fichier BAM, ainsi que des statistiques.

4.2 Option 1: pas de TD indexage.

On récupère le génome indexé directement:

cp /shared/projects/form_2022_09/data/RNA-seq_GSE130657_Subsampled/hg38.p13.chr8

4.3 Option TD.

On Récupère les données brutes et on indexe le génome nous même:

Obtention d'un génome de référence. Il existe plusieurs sites majeurs.

 UCSC: https://hgdownload.soe.ucsc.edu/downloads.html (https://hgdownload.soe.ucsc.edu/downloads.html)

Exemple: Fichier Fasta pour HG38 patch release 13:

https://hgdownload.soe.ucsc.edu/goldenPath/hg38/bigZips/hg38.fa.gz (https://hgdownload.soe.ucsc.edu/goldenPath/hg38/bigZips/hg38.fa.gz)

• Genecode: https://www.gencodegenes.org/ (https://www.gencodegenes.org/)

Ce site se concentre sur les génomes humain et murins et contient à la fois les séquences des génomes (Fichier **FA**) et annotations (Fichier **GTF**)

- **Fichier FA**: GRCh38.p13.genome.fa.gz (http://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/gencode/Gencode_human/release_38/GRCh38.p13.genome.fa.gz)
- **Fichier d'annotation GTF**: gencode.v38.annotation.gtf.gz (http://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/gencode/Gencode_human/release_38/gencode.v38.annotation.gtf.gz)

Le format GTF est défini sur le site de l'UCSC: (http://genome.ucsc.edu/FAQ/FAQformat (http://genome.ucsc.edu/FAQ/FAQformat)).

4.3.1 TD: Indexation avec STAR

- Récupérer le génome de référence humain sur le site de Genecode
- Récupérer un fichier d'annotation de génome humain sur le site Genecode (Format GTF)
- Installer **STAR** et **samtools** sous Conda.
- Faire une extraction du chromosome 8 du génome de référence avec samtools
- Créer un script star_chr8_index.sh pour indexer le génome (ici limité au chr8) avec STAR. Voir les options de STAR sur la doc
 - https://physiology.med.cornell.edu/faculty/skrabanek/lab/angsd/lecture_notes/STARmanual.pdf (https://physiology.med.cornell.edu/faculty/skrabanek/lab/angsd/lecture_notes/STARmanual.pdf)
- Faire tourner ce script sur le cluster avec sbatch.

4.3.2 Solution

4.4 TD: Alignement des séquences:

Une fois le génome de référence obtenu et indexé, écrire un scrit pour aligner nos séquences trimmées avec **STAR** et stocker les **BAM** résultants dans <code>star_aligned</code>. Générer les indexes des fichiers <code>bam</code> avec **samtools**. Le script doit se lancer sur le cluster.

4.4.1 Solution

On enregistre ce script sous staralign.ah. On l'exécute par slurm par:

4.5 Visualisation des BAMs sous IGV

IGV (*Integrative Genomics Viewer*) (Ne pas confondre avec IGB...) est un programme graphique de visualisation de données génomiques sous forme de *pistes* (tracks). Il permet de naviguer de manière linéaire sur des coordonnées chromosomiques.

Il permet de **visualiser les fragments de lecture alignés (format BAM)**. **Important:** Il faut que les fichiers BAM **soient triés et indexés**.

Un algorithme permet de visualiser les mutations (SNPs et Indels) par un code couleur.

IGV peut également afficher des reads appairés.

On peut le télécharger pour les OS les plus courants à l'adresse https://software.broadinstitute.org/software/igv/ (https://software.broadinstitute.org/software/igv/) ou l'installer sous conda.

Il permet également de superposer d'autres données (variants, bigWig, BED, etc...).

4.5.1 TD: Visualisation des fichiers BAM sous IGV

Installer, puis lancer IGV et visualiser 2 échantillons BAM **en local (pas sur le cluster)**.

4.5.2 Solution

5 Comptage

5.1 TD: Comptage des reads

- Installer l'utilitaire featurecounts (avec s) dans l'environnement Conda rnaseq (package subread)
- Appliquer featureCounts sur les fichiers BAM obtenus par STAR pour obtenir un fichier de comptage en format texte délimité par des tabulation.

5.1.1 Solution

5.2 TD: MultiQC final

- Refaire un rapport multiQC avec l'ensemble des analyses
- Importer ce rapport en local, l'analyser et le commenter

5.2.1 Solution



(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons: (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).